

Produktbeschreibung

Urinsteinlöser INWAG 5000 ist eine niedrigviskose Flüssigkeit mit starker Reinigungs- und Desinfektionswirkung.

Anwendungsbereich

Urinsteinlöser INWAG 5000 wird zur schnellen Beseitigung von Urin- und Wasserstein eingesetzt.

Gebrauchsanweisung

In Rohrleitungen, die nicht verschlossen werden können, wird mehrmals in Abständen von 15 – 20 Minuten 3 bis 5 kg Urinsteinlöser INWAG 5000 zugegeben. Die dabei gelösten Ablagerungen werden anschliessend durch kräftiges Spülen entfernt. Zur Reinigung von Klosettschüsseln und Siphons wird 0,5 bis 1 kg Urinsteinlöser INWAG 5000 dem Wasser zugegeben. Während des Reinigungsvorganges keine offene Flamme benützen. Räume gut durchlüften. Nicht mit anderen Reinigern zusammen verwenden.

Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise auf der Produktetikette.

Umweltschutz

Nicht in Gewässer gelangen lassen
Leck unter Berücksichtigung des Personenschutzes beseitigen

Technische Daten

Geruch	stechend
pH-Wert	<1
Dichte	1.13 – 1.19

